

Anticorpo Monoclonal Anti-Cx3Cr1 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q9Z0D9

Número do item: CM0012240

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CX3CR1 de camundongo coelho validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor 1 de quimiocina CX3C de camundongo (receptor de fractalquina). Adequado para pesquisa em imunologia e inflamação. SWISS: Q9Z0D9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Anti-CX3CR1 de Camundongo em Coelho (Conjugado 488)
Observações/Alias	mCX3CR1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1524
ID do Gene (Camundongo)	13051
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do CX3CR1 de camundongo (NP_034117.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Z0D9
Peso Proteico	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo