

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cxcr2/Il-8Rb () Para Citometria De Fluxo - P35343

Número do item: CM0008746

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-camundongo CXCR2/IL-8RB conjugado com , validado para citometria de fluxo. Ideal para investigar quimiotaxia de neutrófilos, inflamação e cicatrização de feridas em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Camundongo CXCR2/IL-8RB
Observações/Apelido	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3579
ID do Gene	12765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-44 do CXCR2/IL-8RB de camundongo (NP_034039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35343
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo