

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse F4/80 (Biotina) Para Citometria De Fluxo - Q61549

Número do item: CM0012772

introdução

Anticorpo monoclonal de rato anti-mouse F4/80 conjugado com biotina, validado para citometria de fluxo. Específico para F4/80 de camundongo (Adgre1), um marcador de macrófagos de 102 kDa ideal para a caracterização de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de rato anti-Mouse F4/80 conjugado com biotina
Observações/Apelidos	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Camundongo)	13733
ID do Gene (Humano)	2015
Imunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de camundongo.
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102 kDa
Envio	Gelo reutilizável