

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-G-Csf De Camundongo Para Wb, Elisa - P09920

Número do item: CM0007680

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao fator estimulante de colônia de granulócitos (G-CSF) de camundongo. Adequado para Western blot e ELISA. Para pesquisa em hematopoiese e desenvolvimento de granulócitos. Reage com G-CSF de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-G-CSF de Camundongo
Observações/Alias	Csfg; G-CSF; MGI-IG; G-CSF de camundongo
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1440
GeneID	12985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-208 do G-CSF de camundongo (NP_034101.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P09920
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Transporte	Bolsa de gelo