

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gsdma De Camundongo - Gsdma

Número do item: CM0015854

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a Gsdma (Gasdermina A) de camundongo, desenvolvido contra proteína recombinante (aa 248-347). Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com rato. Para pesquisa em morte celular e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gsdma Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Gsdm, Gsdm1, H312E, Gsdma1, Gsdma
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	284110
ID do Gene (Camundongo)	57911
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 248-347 da Gsdma de camundongo (NP_067322.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
Peso da Proteína	49kDa
Transporte	Bolsa de gelo