

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo H2-Ab1 Para Wb - P06345

Número do item: CM0006308

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra H2-Ab1 de camundongo, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa em imunologia e estudos de MHC classe II. 30kDa, reage cruzadamente com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	H2-Ab1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	474382
GeneID	14961
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-219 do H2-Ab1 de camundongo (NP_996988.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06345
Peso Molecular da Proteína	30kDa
Transporte	Saco de gelo