


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ifn-Beta De Camundongo Para Wb E Elisa - P01575

Número do item: CM0012605



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra interferon beta (IFN-beta) de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Reconhece uma citocina secretada fundamental na defesa antiviral, regulação imunológica e proteção neuronal. Adequado para pesquisa em imunologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFN-beta Rabbit mAb
Observações/Apelido	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3456
ID do Gene (Camundongo)	15977
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 do IFN-beta de camundongo (NP_034640.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01575
Peso Proteico	22kDa
Envio	Em saco de gelo