

Anticorpo Monoclonal Anti-Igm De Camundongo Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P01872

Número do item: CM0009351



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à cadeia pesada constante mu da imunoglobulina de camundongo (P01872) para Western blot, IHC-parafina, citometria de fluxo e ELISA. Validado em amostras de camundongo, reconhece IgM natural e imune. Adequado para pesquisa de imunidade humoral e de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IgM de Camundongo
Observações/Apelido	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 do Ighm de camundongo (P01872).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01872
Peso Molecular da Proteína	50kDa/53kD
Transporte	Em saco de gelo