

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgM De Camundongo Para Wb, If, Ihc, Elisa - P01872

Número do item: CM0005416



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a região constante (Fc) de IgM de camundongo. Validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de células B, sinalização de BCR e estudos de imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Camundongo IgM Coelho mAb
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 de Ighm de camundongo (P01872)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01872
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo