


Anticorpo Monoclonal Anti-IL-12 P40 De Rato () Para Citometria De Fluxo Intracelular - P43432

Número do item: CM0005254



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL-12 p40 de rato, conjugado a , validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para o estudo da IL-12 em respostas de células T, células NK e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-IL-12 p40 de Rato de Coelho
Observações/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	3593
ID do Gene	16160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-335 da IL-12 p40 de rato (NP_001290173.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P43432
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo