


Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse IL-12 P40 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P43432

Número do item: CM0005194



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao IL-12 p40 de mouse, validado para citometria de fluxo intracelular. O imunogênio recombinante garante especificidade para pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IL-12 p40 mAb
Observações/Apelido	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Espécie	Mouse
GeneID (Humano)	3593
GeneID	16160
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-335 do IL-12 p40 de mouse (NP_001290173.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P43432
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo