


Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo IL-33R/St2 () Para Citometria De Fluxo - P14719

Número do item: CM0004670



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao IL-33R/ST2 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em imunologia, perfilamento de células imunes e estudos de modelos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo IL-33R/ST2
Observações/Apelido	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	9173
ID do Gene (Camundongo)	17082
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-332 do IL-33R/ST2 de camundongo (NP_001020773.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P14719
Peso Proteico	38kDa/65kDa
Envio	Saco de gelo