

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse IL1R1/Cd121A () Para Citometria De Fluxo - P13504

Número do item: CM0005335

introdução

mAb de coelho anti-mouse IL1R1/CD121a conjugado com , validado para citometria de fluxo. Alvo do receptor tipo 1 de IL-1 de camundongo (67kDa, SWISS P13504); adequado para pesquisas de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse IL1R1/CD121a mAb
Observações/Apelido	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3554
GeneID	16177
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P13504
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco com gelo