

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse IL4 (Apc) Para Fc - P07750

Número do item: CM0005762

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra IL4 de camundongo para citometria de fluxo intracelular. Detecta especificamente o IL4 de camundongo, uma citocina Th2 que regula a ativação de células B, a troca de classe de IgE e o desenvolvimento de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Mouse IL4 mAb
Observações/Apelido	IL-4; BSF-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3565
ID do Gene	16189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-140 do IL4 de camundongo (NP_067258.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07750
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Saco com gelo