

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 1 De Camundongo/Cd49A () Para Citometria De Fluxo - Q3V3R4

Número do item: CM0004661

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a integrina alfa 1/CD49a de camundongo para aplicações de citometria de fluxo. Validado em amostras de camundongo. Peso molecular previsto 130 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Integrina alfa 1 de Camundongo/CD49a mAb
Observações/Apelido	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3672
GeneID	109700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da integrina alfa 1/CD49a de camundongo (NP_001028400.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q3V3R4
Peso da Proteína	130kDa
Envio	Saco de gelo