

Anticorpo Monoclonal Anti-Ki67 De Rato () Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - E9Pvx6

Número do item: CM0009789

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao Ki67 de rato, um marcador de proliferação. Validado para citometria de fluxo intracelular em amostras de rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e proliferação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Ki67 de Rato mAb de Coelho
Observações/Apelido	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	4288
GeneID	17345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1816-2163 do Ki67 de rato (NP_001074586.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	E9PVX6
Peso Proteico	351 kDa
Transporte	Saco de gelo