

Anticorpo Monoclonal Anti-Rato Ly-6A/E (Sca-1) Para Fc - P05533

Número do item: CM0008116

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-rato Ly-6A/E (Sca-1) () validado para citometria de fluxo. Tem como alvo uma proteína ligada a GPI envolvida na ativação de linfócitos T. Adequado para pesquisa em imunologia de ratos e estudos de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Rato Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Observações/Alias	Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
Espécie	Rato
GeneID	110454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-111 da Ly-6A/E (Sca-1) de rato (NP_034868.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P05533
Peso Molecular da Proteína	114kDa
Transporte	Saco de gelo