

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) () Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número do item: CM0009203

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com que visa o Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo para citometria de fluxo. Permite a identificação confiável de granulócitos, monócitos e supressores derivados de células mieloides em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rato anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
Observações/Apelido	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	8600
ID do Gene	546644/17067
Imunógeno	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de camundongo.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461/P0CW02
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo