


Anticorpo Monoclonal Anti-Mhc Classe II De Camundongo (I-A/I-E) Para Citometria De Fluxo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0010241



introdução

Anticorpo monoclonal murino de rato conjugado com anti-MHC Classe II de camundongo (I-A/I-E), validado para citometria de fluxo. Ideal para fenotipagem de células imunológicas, análise de histocompatibilidade e P&D diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de rato anti-MHC Classe II de camundongo (I-A/I-E)
Observações/Apelidos	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene	14969 / 14961 / 381091 / 14960
Imunógeno	Proteína recombinante de MHC Classe II de camundongo (I-A/I-E)
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (CF)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Peso da Proteína	26kDa / 30kDa / 32kDa
Envio	Bolsa de gelo