

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Pd-L2/Cd273/B7-Dc () Para Citometria De Fluxo - Q9WuI5

Número do item: CM0009971



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PD-L2 de camundongo (CD273/B7-DC), conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece um ligante de ponto de verificação imune que inibe a proliferação de células T via ligação ao PD-1. Ideal para pesquisas de imunologia murina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC mAb
Observações/Apelido	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	80380
ID do Gene	58205
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9WUL5
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo