

Anticorpo Policlonal Anti-Fator De Crescimento Da Placenta De Camundongo (Plgf) Para Wb E Elisa - P49764

Número do item: CM0018882

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Fator de Crescimento da Placenta de camundongo (PIGF). Validado para WB e ELISA, adequado para estudos de angiogênese e crescimento de células endoteliais. Reage especificamente com o PIGF de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIGF de Camundongo pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIGF; Plgf; PIGF de Camundongo
Espécie	Camundongo
ID do Gene	18654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-158 do PIGF de camundongo (NP_032853.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P49764
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo