

Anticorpo Monoclonal Anti-Podoplanina De Camundongo Para Fc - Q62011

Número do item: CM0011113



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra a podoplanina de camundongo (Gp38/T1alpha), validado para citometria de fluxo. Detecta especificamente a podoplanina de camundongo, útil para pesquisa linfática e oncológica. SWISS: Q62011.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Podoplanina de Camundongo mAb
Observações/Apelido	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10630
GeneID	14726
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-133 da podoplanina de camundongo (NP_034359.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62011
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo