

Anticorpo Monoclonal Anti-Siglec5/Siglec-F De Camundongo () Para Cf - Q920G3

Número do item: CM0009604

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-murino Siglec5 (Siglec-F) conjugado com para citometria de fluxo. Detecta lectina de ligação a ácido siálico em camundongos; adequado para identificar células da linhagem mieloide na medula óssea e no sangue.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Siglec5 de Camundongo de Coelho
Observações/Apelido	Siglec5; mSiglec-F
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8778
GeneID	233186
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-437 do Siglec5 de camundongo (NP_663556.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q920G3
Peso Proteico	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo