

Anticorpo Monoclonal Anti-Tcr γ/δ De Mouse - Tcr γ/δ

Número do item: CM0007809

introdução

Anticorpo monoclonal anti-TCR γ/δ de Hamster Armênio conjugado com , validado para citometria de fluxo. Detecta células T TCR γ/δ + de mouse. Imunógeno recombinante, específico para mouse. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	anti-TCR γ/δ de mouse mAb
Observações/Apelido	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Espécie	Mouse
ID do Gene	110066/110067
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
Envio	Saco de gelo