

Anticorpo Policlonal Anti-Mouse Ythdc1 Para Wb - E9Q5K9

Número do item: CM0024134

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Ythdc1 de camundongo, validado em WB e ELISA. Tem como alvo os aminoácidos 597-736. Adequado para pesquisa de ligação de RNA m6A e splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Ythdc1 de Camundongo
Observações/Apelido	mKIAA1966; A730098D12Rik; Ythdc1 de Camundongo
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	91746
GeneID (Camundongo)	231386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 597-736 do Ythdc1 de camundongo (NP_808348.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	E9Q5K9
Peso Proteico	85kDa
Remessa	Em saco de gelo