

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zfp541 De Camundongo - Zfp541

Número do item: CM0015222

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Zfp541 de camundongo, adequado para WB e ELISA. Detecta Zfp541 de camundongo e rato. Imunógeno: proteína recombinante (aa 1-300). Peso molecular previsto: 141kDa/148kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Zfp541 Rabbit pAb
Observações / Sinônimos	Znf541; EG666528; Zfp541
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	84215
ID do gene (camundongo)	666528
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de Zfp541 de camundongo (NP_001092747.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
Peso da proteína	141kDa/148kDa
Transporte	Bolsa de gelo