

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 De Camundongo/Rato () Para Citometria De Fluxo - Q08481

Número do item: CM0009463

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD31/PECAM1 de camundongo/rato. Validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisas sobre migração transendotelial de leucócitos, adesão de células endoteliais e biologia vascular. Reconhece as espécies camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD31/PECAM1 de Camundongo/Rato,
Observações/Apelido	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5175
GeneID	18613
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 de CD31 de camundongo (NP_001292086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso da Proteína	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo