

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo/Rato Cd90.1 Para Citometria De Fluxo - P01831

Número do item: CM0010957

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com específico para a glicoproteína de membrana CD90.1 (Thy-1) de camundongo/rato. Validado para citometria de fluxo (CF). Reconhece o alvo ancorado por GPI envolvido nas interações célula-célula. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Camundongo anti-Camundongo/Rato CD90.1 mAb
Observações/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7070
GeneID	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.1 de camundongo/rato
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01831
Envio	Bolsa de gelo