

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mov10 Para Wb, Elisa - Q9Hce1

Número do item: CM0012377

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a RNA helicase MOV10; validado para WB e ELISA; detecta MOV10 humano, de camundongo e de rato; para estudos sobre imunidade antiviral, retrotransposição e silenciamento mediado por microRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MOV10 Rabbit mAb
Observações/Alias	gb110; fSAP113; MOV10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4343
GeneID	4343
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCE1
Peso Proteico	114kDa
Transporte	Saco de gelo