


Anticorpo Policlonal Anti-Mpc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95563

Número do item: CM0020155



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MPC2 (alias BRP44, SLC54A2) para WB, IHC-P, ELISA. O transportador mitocondrial de piruvato 2 medeia a captação de piruvato, equilibrando a glicólise e a fosforilação oxidativa. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MPC2 pAb de coelho
Observações/Alias	BRP44; SLC54A2; MPC2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25874
GeneID	25874
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-60 do MPC2 humano (NP_056230.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	O95563
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo