


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mpdz Para Wb, Elisa - 075970

Número do item: CM0017927



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína de múltiplos domínios PDZ (MPDZ/MUPP1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de plasticidade sináptica e junções estreitas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MPDZ Rabbit pAb
Observações/Apelido	HYC2; MUPP1; MPDZ
Espécie	Humano
GeneID	8777
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1100-1380 do MPDZ humano (NP_003820.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075970
Peso da Proteína	222kDa
Envio	Saco com gelo