


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mpg (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P29372

Número do item: CM0024197



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra MPG (AAG), uma DNA-3-metiladenina glicosilase envolvida no reparo por excisão de bases. Adequado para WB, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, rato - P29372.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MPG pAb de Coelho
Observações/Apelido	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
Espécie	Humano
ID do Gene	4350
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-293 do MPG humano (NP_001015052.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29372
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de Gelo