


Anticorpo Policlonal Anti-Mpp1 Para Wb, Elisa - Q00013

Número do item: CM0028371



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à MPP1 (proteína de membrana eritrocitária de 55 kDa). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisas sobre polaridade de neutrófilos e função de proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MPP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4354
ID do Gene	4354
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da MPP1 humana (NP_002427.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q00013
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de Gelo