

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Mpp6 Para Wb E Elisa - Q9Nzw5

Número do item: CM0014335

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MPP6 (PALS2, VAM1) para aplicações em WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Proteína de membrana de 61kDa envolvida no andaime nas junções celulares. Ideal para pesquisa em neurociência e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho MPP6
Observações/Apelido	MPP6; VAM1; p55T; VAM-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51678
GeneID	51678
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-420 do MPP6 humano (NP_057531.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NZW5
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo