

Anticorpo Policlonais Anti-Mpzl1 Para Wb, Elisa - 095297

Número do item: CM0013095



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MPZL1 (PZR) humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta o receptor de superfície celular de 29 kDa envolvido na sinalização de ConA e motilidade mediada por integrinas, com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MPZL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1
Espécie	Humano
GeneID	9019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 195-269 de MPZL1 humano (NP_003944.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95297
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo