

Anticorpo Policlonal Anti-Mrc2 Para Wb, Elisa - Q9UbG0

Número do item: CM0028544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRC2 humano (CD280, UPARAP, ENDO180), validado para WB e ELISA. Detecta MRC2 endógeno a ~167 kDa em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em câncer e remodelação de colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9902
GeneID	9902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-300 do MRC2 humano (NP_006030.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UBG0
Peso Proteico	167kDa
Envio	Em saco de gelo