


Anticorpo Policlonal Anti-Mre11 Para Wb, Ip, Elisa - P49959

Número do item: CM0018165



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MRE11 validado para WB, IP, ELISA. Detecta MRE11 endógeno em amostras Humanas e de Rato. Tem como alvo a proteína de reparo de quebra de fita dupla MRE11, um componente-chave do complexo MRN essencial para a resposta a danos no DNA e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MRE11
Observações/Apêlido	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4361
GeneID	4361
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-485 do MRE11 humano (NP_005582.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P49959
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo