

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mre11 Para Wb, Elisa, Chip - P49959

Número do item: CM0005448

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a MRE11 humana (P49959), validado para WB, ELISA e ChIP. Reage com humanos e camundongos. Fundamental para pesquisa de reparo de quebras duplas de fita de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRE11 mAb de coelho
Observações/Apelidos	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4361
ID do Gene	4361
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 400-500 de MRE11 humano (P49959).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49959
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo