


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mre11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49959

Número do item: CM0024673



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MRE11 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta MRE11 (81 kDa) em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em reparo de DNA e telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MRE11
Observações/Apelido	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4361
GeneID	4361
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-302 do MRE11 humano (NP_005582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49959
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de gelo