

Anticorpo Policlonal Anti-Mrfap1 Para Wb E Elisa - Q9Y605

Número do item: CM0028589

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MRFAP1 humano (proteína 1 associada à família MORF4), validado para Western blot e ELISA. Imunógeno recombinante; peso molecular de 15 kDa. Adequado para pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRFAP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PGR1, PAM14, MRFAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	93621
GeneID	93621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 do MRFAP1 humano (NP_150638.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y605
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo