

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrgprx1 Para Wb E Elisa - Q96Lb2

Número do item: CM0016201



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRGPRX1 validado para WB e ELISA. Detecta MRGPRX1 humano (36 kDa), reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre mecanismos de coceira e dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRGPRX1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	GPCR, MGRG2, MRGX1, SNSR4, MRGPRX1
Espécie	Humano
ID do Gene	259249 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 263-322 do MRGPRX1 humano (NP_671732.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96LB2
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo