

Anticorpo Policlonal Anti-Mri1 Para Wb & Elisa - Q9Bv20

Número do item: CM0014314



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Mri1 humano (M1Pi/MTNA/MRDI) para Western blotting e ELISA. Detecta uma banda de ~39 kDa; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre metabolismo de metionina e invasão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mri1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	M1Pi; MRDI; MTNA; Ypr118w; Mri1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84245
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-369 do Mri1 humano (NP_001026897.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV20
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo