


Anticorpo Policlonais Anti-Mrm3 Para Wb, Elisa - Q9Hc36

Número do item: CM0027873



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MRM3 humano (rRNA metiltransferase 3, mitocondrial), desenvolvido para aplicações em Western blot e ELISA. Útil para estudos de metilação de rRNA mitocondrial e vias regulatórias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRM3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RMTL1; RNMTL1; MRM3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55178
GeneID	55178
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-420 do MRM3 humano (NP_060616.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC36
Peso Proteico	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo