

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mrp1/Abcc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33527

Número do item: CM0004809



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a MRP1/ABCC1 (Proteína 1 associada à resistência multidrogas) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Peso molecular: 172 kDa. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRP1/ABCC1 Coelho mAb
Observações/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4363
GeneID	4363
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-304 de MRP1/ABCC1 humano (NP_004987.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33527
Peso da Proteína	172kDa
Envio	Bolsa de gelo