


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrp1/Abcc1 Para Wb, Elisa - P33527

Número do item: CM0013791



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MRP1/ABCC1 humano, uma proteína associada à resistência a múltiplos fármacos de 172 kDa. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a resistência a fármacos e a função do transportador ABC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRP1/ABCC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4363
GeneID	4363
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-960 do MRP1/ABCC1 humano (NP_004987.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33527
Peso da Proteína	172kDa
Envio	Saco de gelo