


Anti-Mrp1/Abcc1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33527

Número do item: CM0031092



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MRP1/ABCC1 humano (172 kDa, P33527). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com MRP1 de camundongo e rato. Adequado para estudos de resistência a múltiplos fármacos e transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRP1/ABCC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4363
ID do Gene	4363
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-960 do MRP1/ABCC1 humano (NP_004987.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33527
Peso da Proteína	172kDa
Envio	Saco de gelo