


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrp2/Abcc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92887

Número do item: CM0027080



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MRP2/ABCC2 humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar resistência a múltiplos fármacos e transporte hepatobiliar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRP2/ABCC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DJS; MRP2; cMRP; ABC30; CMOAT; MRP2/ABCC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1244
ID do Gene	1244
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-315 do MRP2/ABCC2 humano (NP_000383.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92887
Peso Proteico	174kDa
Envio	Saco de gelo