


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrp3 Para If-P, Elisa - O15438

Número do item: CM0019020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MRP3 de alta qualidade, validado para IF-P e ELISA. Detecta MRP3 humano (ABCC3, 169 kDa), um transportador ABC envolvido na resistência a múltiplos fármacos, no transporte de ácidos biliares e na exportação hepatocelular. Ideal para pesquisas sobre fígado e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MRP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLP2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3
Espécie	Humano
ID do Gene	8714
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 855-954 do MRP3 humano (NP_003777.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15438
Peso Proteico	169kDa
Envio	Saco de gelo