

Anticorpo Policlonal Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15439

Número do item: CM0023904



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MRP4/ABCC4, um transportador de resistência a múltiplos fármacos. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar resistência a fármacos, sinalização celular e mecanismos de transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MRP4/ABCC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Espécie	Humano
GeneID	10257
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1067-1325 do MRP4/ABCC4 humano (NP_005836.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15439
Peso da Proteína	150kDa
Envio	Saco de gelo