

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15439

Número do item: CM0005127



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado ao MRP4/ABCC4 humano (proteína associada à resistência a múltiplos fármacos 4). Ideal para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta uma proteína de 150kDa; o imunogénio abrange a região C-terminal (aa 1067-1325). Adequado para pesquisa de transporte de fármacos e resistência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MRP4/ABCC4 mAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10257
GeneID	10257
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1067-1325 do MRP4/ABCC4 humano (NP_005836.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15439
Peso da Proteína	150kDa
Envio	Saco de gelo